

HOMESTAR



ВРАЩЕНИЕ

ЗУБНАЯ ЩЁТКА HS-6005

ЧАСТОТА
ОБОРОТОВ
ВРАЩЕНИЯ

6500
ОБ/МИН

HOMESTAR

ЗУБНАЯ ЩЁТКА HS-6005

Количество насадок: 2

Защитный колпачок - 1 шт.

Питание: 2 батарейки AA (1,5 В) (не входят в комплект). Напряжение 3В.

Материал (состав): пластмасса, металл, нейлон.

Зубная щетка HOMESTAR предназначена для бережной чистки зубов и десен, удаления зубного налета.

В целях соблюдения гигиенических норм, каждая насадка предназначена для индивидуального использования.

Внимание! При возникновении раздражения или дискомфорта прекратите использование прибора.

Рекомендации по использованию:

- Распакуйте прибор.
- Установите батарейку в специальный отсек, соблюдая полярность.
- Установите насадку на зубную щетку.
- Намочите щетину.
- Выдавите небольшое количество зубной пасты на щетку.
- Поднесите зубную щетку к зубам под углом примерно 45 градусов и примкните к зубам.
- Включите зубную щетку, нажав на кнопку включения ON на корпусе прибора.
- После окончания процедуры чистки выключите щетку, нажав на кнопку OFF.
- После процедуры чистки снимите насадку и тщательно промойте щетину теплой водой.

Если зубная паста содержит пероксид, пищевую соду или другие бикарбонаты (входят в состав в отбеливающих зубных паст), тщательно промывайте насадку водой с мыльным раствором после использования.

Используйте защитный колпачок для хранения.

Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными умственными или физическими способностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме как под контролем и руководством лиц, ответственных за их безопасность.

Не позволяйте детям играть с прибором.

Перед использованием зубной щетки проконсультируйтесь со стоматологом.

Зубная щетка — устройство для личной гигиены и не предназначена для использования несколькими пациентами стоматологической клиники или учреждения.

Не пользуйтесь насадкой со смятыми или загнутыми щетинками. Заменяйте насадку каждые 3 месяца или чаще, если появились признаки износа.

Используйте только насадки-щетки, рекомендованные производителем.

При обнаружении неисправностей обратитесь в сервисный центр. Не используйте поврежденное или неработающее устройство. Не пытайтесь самостоятельно модифицировать или починить прибор.

Хранение. Если вы не будете использовать зубную щетку длительное время, очистите все детали и храните их в прохладном сухом месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей.

Электроприбор в упаковке производителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировке должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с электроприбором внутри транспортного средства.

По окончании срока службы электроприбор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе. Реализация прибора осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ.

Производитель-экспортер: НИНГБО ДЖОНГУЛ ИНТЕРНАШНЛ КО., ЛТД. (NINGBO JONGGUL INTERNATIONAL CO., LTD.) Адрес: РМ. 2113, №118 ДАЛАНГ СТРИТ, ХАЙШУ, НИНГБО, КИТАЙ (РМ. 2113, NO. 118 DALANG STREET, HAI SHU, NINGBO, CHINA). Произведено в Китае.

Поставщик-импортер и организация, уполномоченная принимать претензии: ООО «ТОП-Импорт». Адрес: Россия, 197348, Санкт-Петербург, Колпаковский пр., д. 10, лит. 3.

Срок службы 1 год, гарантийный срок - 6 месяцев.

Полный перечень сервис-центров на территории РФ вы можете узнать по телефону: +7(812)633-00-00.

ТОВАР СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА.

Production Date / Дата производства:

IPX6

EAC



Артикул: 103591

